

BPK-S INTEGRATION

GRÖSSENBESTIMMUNG

Mögliche Größenkombinationen Femur, Tibia, Patella und Insert

FEMURGRÖÖZE = PATELLAGRÖÖZE = INSERTGRÖÖZE	TIBIAGRÖÖZE
Gr. 1	Gr. 1, 2, 3
Gr. 2	Gr. 1, 2, 3, 4
Gr. 3	Gr. 2, 3, 4, 5
Gr. 4	Gr. 3, 4, 5, 6
Gr. 5	Gr. 4, 5, 6, 7
Gr. 6	Gr. 6, 7, 8
Gr. 7	Gr. 6, 7, 8

Die Patella- und Insertgröße richtet sich nach der Femurgröße. Das bedeutet z.B., dass ein Femurschild der Größe 4 mit der Patellagröße 4 und einem Insert Größe 4 kombiniert werden muss.

Verfügbare Patellakomponenten

FEMURGRÖÖZE = PATELLAGRÖÖZE	DURCHMESSER PATELLA
Gr. 1	Ø 24 mm Ø 28 mm
Gr. 2	Ø 24 mm Ø 28 mm
Gr. 3	Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 32 mm
Gr. 4	Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 32 mm Ø 36 mm
Gr. 5	Ø 28 mm Ø 32 mm Ø 36 mm
Gr. 6	Ø 28 mm Ø 32 mm Ø 36 mm
Gr. 7	Ø 28 mm Ø 32 mm Ø 36 mm

Die Höhe aller Patellakomponenten beträgt 8 mm.