

BPK-S INTEGRATION REVISION

GRÖSSENBESTIMMUNG

Mögliche Größenkombinationen Femur-Komponente SC, Tibia, Patella und Insert

FEMUR-GRÖSSE = PATELLA-GRÖSSE = INSERT-GRÖSSE	TIBIA-GRÖSSE
Gr. 3	Gr. 3, 4, 5
Gr. 4	Gr. 3, 4, 5, 6
Gr. 5	Gr. 4, 5, 6, 7 ¹
Gr. 6	Gr. 6, 7 ¹ , 8 ¹

¹ Die Tibia-Komponenten der Größen 7 und 8 sind lediglich in den Varianten UC/SC und SC verfügbar.

Mögliche Größenkombinationen Femur-Komponente RH/TH, Tibia, Patella und Insert

FEMUR-GRÖSSE = PATELLA-GRÖSSE = INSERT-GRÖSSE	TIBIA-GRÖSSE
Gr. 3	Gr. 3, 4, 5
Gr. 4	Gr. 3, 4, 5, 6
Gr. 5	Gr. 4, 5, 6
Gr. 6	Gr. 6

Die Patella- und Insert-Größen richten sich nach der Femur-Größe. Das bedeutet z.B., dass ein Femur der Größe 4 mit der Patella-Größe 4 und dem Insert Gr. 4 kombiniert werden muss.

Verfügbare Patella-Komponenten für BPK-S Integration Revision

FEMUR-GRÖSSE = PATELLA-GRÖSSE	DURCHMESSER PATELLA
Gr. 3	Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 32mm
Gr. 4	Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 32mm Ø 36 mm
Gr. 5	Ø 28 mm Ø 32mm Ø 36 mm
Gr. 6	Ø 28 mm Ø 32mm Ø 36 mm

Die Höhe aller Patella-Komponenten beträgt 8 mm.